# L'oxygène à domicile

Du matériel adapté à mes besoins



- Prescription médicale
- Aide à mieux respirer
- Plus confortable

**En cas d'urgence vitale contactez le 15**

# LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

## POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURE OU INCENDIE ET POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL

1



Ne pas fumer/vapoter à proximité de l'oxygène

2



Ne pas utiliser de corps gras de type crème au niveau du visage. Ne pas manipuler l'oxygène avec des mains grasses

3




Ne pas utiliser d'aérosols et solvant à proximité de l'oxygène (exemple : insecticide, déodorant, peinture, essence et alcool.)

4




Ne pas approcher le dispositif d'une source de chaleur (exemple : bougie, spirale anti-moustique).
Se tenir à 3 mètres minimum de toute source de chaleur : cuisinière, soleil direct, cheminée, radiateur

5



Ne pas stocker le matériel à l'extérieur ni dans un placard, dans la salle de bain, au garage ou dans une cuisine

1



Aérer régulièrement la pièce. Surtout pas dans un placard.

2



Manipuler l'oxygène avec des mains propres et sèches

3



Utiliser de la pâte à l'eau pour protéger la peau

4



Garder l'équipement dans un endroit sec et ventilé

5



Maintenir la position verticale du dispositif

# L'oxygène peut être administré de différentes façons

Selon mon état de santé, je peux avoir besoin de ce traitement sur un temps plus ou moins long. Tout le temps, ou occasionnellement.
**IL EST DÉCONSEILLÉ D'AUGMENTER LE DÉBIT SANS AVIS MÉDICAL.**

## Le concentrateur d'oxygène

c'est un appareil électrique permettant de fournir de l'oxygène à partir de l'air ambiant, grâce à un compresseur.



## La bouteille d'oxygène médical

Elle vient en relai, quand il y a une panne d'électricité. Ou, en petit modèle portatif, pour faciliter les déplacements, les sorties hors du domicile.



## La cuve à oxygène liquide

Elle contient une grande quantité d'oxygène et fonctionne par évaporation.



## Le système ambulatoire type Homefill

Il permet de recharger à domicile des bouteilles portatives.



La source d'oxygène est raccordée par une tubulure à un masque ou des lunettes à oxygène.



**Le masque à oxygène couvre le nez et la bouche. Les lunettes à oxygène sont composées d'une tubulure souple avec deux embouts à placer en dessous des narines.**





# CONTACTS

0262 20 28 20

www.asdr.asso.fr

